

歯科技工用ダイヤモンドポイント研削材／歯科技工用カーバイドバー切削器具

ノリタケ プロテック ダイヤモンドポイント／カーバイドバー

ノリタケ プロテック ダイヤモンドポイント/カーバイドバーはHP用のダイヤモンドポイント、およびカーバイドバーです。ポーセレンワークにおける「形態修正」から「ポリッシング」までカバーします。




DP-01



DP-02



DP-03



DP-04



DP-05



DP-06



DP-07



DP-08



DP-09



DP-10



SF-41



SC-51



SD-61



DK-81



UP-71

製品名		主な使用部位	メーカー希望小売価格
ダイヤモンドポイント	DP-01	隣接面鼓形空隙の形成。	900円 228832DP01
	DP-02	横走面溝など表面性状の付与。表面をスムーズにする。ポンティック基底部の形成。	900円 228832DP02
	DP-03	横走溝など表面性状の付与。	900円 228832DP03
	DP-04	移行面をならす。	1,200円 228833DP04
	DP-05	外形修正。コンタクト調整。唇側面溝などの付与。	1,200円 228833DP05
	DP-06	外形修正。コンタクト調整。インプラントワークなど長軸径の長いケースにも有効的。	1,200円 228833DP06
	DP-07	切縁隅角部の形成。臼歯咬合面溝の位置決め。前歯舌側面溝の付与。	1,200円 228833DP07
	DP-08	咬合調整。ポンティック基底部の形成。	1,400円 228834DP08
	DP-09	切縁隅角部の形成。ブリッジワーク時の幅割り。	1,400円 228834DP09
	DP-10	外形調整の際に、多量に切削する際。	1,800円 228835
ダイヤモンド粒子含有ラバーポイント	SF-41	セルフグレース後の艶出し。	3,500円 228836SF41
	SC-51	セルフグレース前の研磨。アルミナ/ジルコニアフレームの形態調整。マージンポーセレンの調整。	3,500円 228836SC51
	SD-61	アルミナ/ジルコニアフレームの形態調整。	4,800円 228837
ダイヤモンドディスク	DK-81	ブリッジワークにおける切縁隅角部、隣接面鼓形空隙の形成。	4,500円 228839
カーバイドバー	UP-71	臼歯の深い咬合面溝の形成。	3,000円 228838
クリーナー		DP-01～10のクリーニングに使用。	600円 228840
イントロキット		DP-01、05、08のセット。	3,150円 228831
セット		上記ポイント/バー 15本、クリーナーのセット。	28,000円 228830


〔製造販売元〕マニー株式会社 栃木県宇都宮市清原工業団地 8-3

●ノリタケ プロテック ダイヤモンドポイント 一般医療機器 歯科技工用ダイヤモンド研削材 医療機器届出番号：09B1X00006018010

●ノリタケ プロテック カーバイドバー 一般医療機器 歯科技工用カーバイド切研器具 医療機器届出番号：09B1X00006019010

マイスターコーン

根元に平坦な面を設け、テーパーを強めた形態はポーセレンおよび硬質レジンに最適です。また、厳選された砥粒は効率的な研磨性と高耐久性を発揮します。



メーカー希望小売価格 各 2,600 円 228818N/228818F

S-Yellow(中目) 100 個 / S-Green(細目) 100 個
*どちらもマンドレル(1本)付き

歯科用研磨器材 一般医療機器
医療機器届出番号 34B3X00005003017
〔製造販売元〕 アルファテック 小尻勝信 広島市佐伯区五日市中央 5-14-39



パールサーフェス

パールサーフェスはポーセレン形態修正後のツヤ出しに使用する研磨材です。微細な表面性状をそこなわず、自然なツヤに仕上がります。また、硬質レジンや義歯用研磨材としても使用できます。



一般医療機器 歯科用研磨材
医療機器届出番号: 15B1X10001090004
〔製造販売元〕 クラレノリタケデンタル株式会社
〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町 2-28

メーカー希望小売価格 セット 5,200 円 228510

パールサーフェスC(中仕上げ用) 1kg
パールサーフェスF(仕上げ用) 200g
フェルトホイール × 2

単品

・パールサーフェスC(中仕上げ用) 1kg 2,200 円 228511
・パールサーフェスF(仕上げ用) 200g 3,000 円 228512
・フェルトホイール × 6 2,400 円 228513

ハイトックフィニッシュ

アルミナ繊維を用いた、研磨傷の付かない研磨ポイントです。「組みひも」構造で強度があり、密度が高く研磨効率に優れている上、目詰まりしませんので発熱しにくくなっています。気泡除去(メタルクラウン、ポーセレン、クラスプなど)、インプラント上部構造のアクセスホール拡大、形態修正などにご使用いただけます。



メーカー希望小売価格 アソートキット(各色1本) 3本入 6,000 円 228975AS

ブラウンセット(粗目) 3本入 6,000 円 228975BR
ブルーセット(中目) 3本入 6,000 円 228975BL
レッドセット(細目) 3本入 6,000 円 228975R

一般医療機器 歯科技工用アブレーション研削器具
医療機器届出番号: 15B1X10001190001
〔製造販売元〕 クラレノリタケデンタル株式会社
〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町 2-28

●メーカー希望小売価格の後の6ケタの数字は株式会社モリタの商品コードです。●掲載商品のメーカー希望小売価格は2012年8月現在のものです。メーカー希望小売価格には消費税等は含まれておりません。
●印刷のため、現品と色調が異なることがあります。●仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承下さい。●出典のない測定データはクラレノリタケデンタル株式会社によるものです。
●ご使用に際しましては添付文書、取扱説明書を必ずお読み下さい。



製品・各種技術
に関する
お問い合わせ

》クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

☎ 0120-330-922 月曜～金曜 10:00～17:00 www.kuraraynoritake.jp

連絡先



クラレノリタケデンタル株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3(大手センタービル)
フリーダイヤル: 0120-330-922

販売元

株式会社モリタ

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL.(06)6380-2525
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL.(03)3834-6161
<http://www.dental-plaza.com>